



Dr Rémi Couzinie (Saint-Gingolph, Haute-Savoie)

« L'ANESTHÉSIE OSTÉOCENTRALE ME PERMET DE TRAVAILLER PLUS SEREINEMENT »

Le praticien est l'un des dentistes référents du « stylo » électronique d'anesthésie Quicksleeper 5 (Dental Hi Tec), qui permet de réaliser toutes les techniques d'anesthésie dentaire, dont l'anesthésie ostéocentrale. Il nous parle des bénéfices que le dispositif a apporté à son exercice.

Depuis quand utilisez-vous l'anesthésie ostéocentrale ?

Depuis plus de dix ans. La technique consiste à perforer l'os cortical maxillaire ou mandibulaire afin de réaliser l'injection dans l'os trabéculaire, à proximité des apex. À l'endroit où les vaisseaux sanguins pénètrent dans la dent. C'est redoutablement efficace car le produit est piégé en totalité sous les corticales, et se diffuse au sein de l'os spongieux. Cela permet notamment de ne pas insensibiliser les tissus mous.

En quoi ce mode d'action diffère-t-il des autres techniques ?

L'avantage décisif, c'est l'instantanéité. Vous posez votre seringue. Immédiatement, vous pouvez opérer. Le protocole permet de traiter plusieurs dents en un seul point d'injection. De deux à six dents selon la dose, et ce pour tous les types de soins. Par exemple, pour des composites sur plusieurs dents antérieures, une seule injection au point interincisif vous permettra d'endormir jusqu'aux deux canines, sans paralyser la lèvre.

Quel bénéfice pour votre exercice, au quotidien ?

D'abord, l'extrême fiabilité du système. Utiliser le Quicksleeper a transformé

ma pratique. Je ne me pose plus de question sur la réussite de l'anesthésie qui vient d'être pratiquée. Cela me donne une grande sérénité de travail. Même si l'assistante me prévient que le prochain patient risque d'être difficile, je suis tranquille.

Est-ce rentable ?

Assurément, car l'efficacité du Quicksleeper vous assure de pouvoir mener vos actes jusqu'au bout, et donc de pouvoir les coter et les facturer, sans multiplier les rendez-vous. Le temps passé au fauteuil est optimisé. Vous avez prévu un traitement de racine sur une 36, or il se trouve que vous repérez une petite carie sur la 35 et une carie mésiale sur la 34... Avec une seule injection, vous pouvez tout chiffrer en une séance. Plus besoin de repiquer et d'utiliser une carpule supplémentaire. Sans oublier le temps gagné grâce à l'instantanéité de la prise, à chaque intervention...

Côté fauteuil, quels sont les avantages pour l'expérience patient ?

Il n'est pas rare qu'en fin de séance mes patients me demandent si je les ai vraiment anesthésiés... Ils s'attendent au moins à un engourdissement des joues ou des lèvres, mais ce n'est

jamais le cas avec le Quicksleeper. Occasionnellement une sensation de fourmillement peut être ressentie, mais aucune paralysie motrice, ni insensibilité. Un avocat, reçu à midi pour un soin des dents antérieures, pourra plaider dès l'après-midi ! La perforation et l'injection sont aussi parfaitement indolores. Les piqûres de rappel au palais, très douloureuses, sont d'ailleurs inutiles en anesthésie ostéocentrale...

Le protocole est-il facile à utiliser ?

Personnellement, je n'ai pas eu trop de difficultés. Ce n'est pas un acte compliqué, mais le geste est différent. La main du praticien doit apprendre à guider l'instrument au bon endroit. Chacun suivra sa propre courbe d'apprentissage. Dental Hi Tec propose un accompagnement complet des nouveaux utilisateurs. Les praticiens référents, dont je fais partie, forment les confrères lors de séances de première mise en main, et de perfectionnement, qui sont organisées en dépôt dentaire dans les grandes villes de France. Nous assurons aussi le suivi. Ils ont nos coordonnées et peuvent nous appeler à la moindre difficulté. ●

Propos recueillis par François Gleize